


RAY FLUORESCENCE



涂布层面密度测量

高灵敏度 X 射线荧光光谱仪与快速基本参数法 锂电池集流体涂布层面密度测量解决方案 高灵敏度 X 射线荧光光谱仪与快速基本参数法

应用概述





高灵敏度 X 射线荧光光谱仪与快速基本参数法

锂电池极片制造中涂布质量直接影响电池性能优劣,涂布工艺最主要是控制涂布层面密度的准确度和均匀性。采用重量法检测集流体以及涂布层面密度,方法繁琐耗时,只能对于一定面积的涂布层进行检测,无法完成点与点的差异检测。

先进的基本参数法是 XRF 镀层和涂层分析的前提条件,安科慧生第二代快速基本参数法 (Fast FP2.0) 结合先进数学模型 (Advanced MM), 胜任各类镀 (涂) 层样品定量分析。高灵敏度 X 射线荧光光谱仪 PHECDA 系列元素灵敏度大幅提升,结合快速基本参数法,能够快速精确分析集流体(铝箔、铜箔)厚度、涂布层面密度,为锂电池极片制作测量提供先进解决方案。



北京安科慧生科技有限公司 | 地址:北京市通州区环科中路2号院21号楼 | 电话: 010-56865012 http://www.ancoren.com/

方法原理


1. 单波长激发-能量色散 X 射线荧光光谱仪 (HS XRF®)

• 单色化激发

X 射线管出射谱经全聚焦型双曲面弯晶单色化入射样品,降低由于 X 射线管出射谱连续散射线产生的背景干扰 2 个数量级以上。

• 聚焦激发

能量聚焦于样品一点,进一步增加 SDD 探测器接收样品元素荧光射线强度。



单波长聚焦激发技术



快速基本参数法 Fast FP2.0

2. 软件核心技术: 快速基本参数法 (Fast FP2.0®)

- 对 X 射线整个物理过程进行精确计算
- 镀(涂)层分析取决于基本参数法的完整性与精确度
- 解决 XRF 无标定量难题,少量标样可进一步提升元素定量精度

性能数据

1. 正极材料涂布层分析

• 铝箔+LFP 涂布层




图: 铝箔涂布 LFP 元素荧光能量谱图



北京安科慧生科技有限公司 地址:北京市通州区环科中路2号院21号楼 电话: 010-56865012 http://www.ancoren.com/

表: 铝箔涂布磷酸铁锂面密度测试结果

Items	测量次数	LFP 涂布层 (mg/cm²)	Al 箔集流体(mg/cm²)
给定值	-	11.5	3.2
4 次称重平均值	-	11.56	3.21
HS XRF 重复性测试	1	11.46	3.16
	2	11.47	3.15
	3	11.51	3.14
	4	11.51	3.15
	5	11.47	3.18
	6	11.48	3.16
	7	11.48	3.17
	平均值	11.48	3.16
	RSD	0.18%	0.40%

• 铝箔+NCM 涂布层




图: 铝箔涂布 NCM 元素荧光能量谱图

表: 铝箔涂布三元锂电池正极材料面密度测试结果

Items	测量次数	NCM 涂布层(mg/cm²)	Al 箔集流体 (mg/cm²)	Ni(%)	Co(%)	Mn(%)
给定值	-	8.4	4.15	-	-	-
4 次称重平均值	-	8.57	4.05	-	-	-
HS XRF 重复性测 试	1	8.61	4.14	49.74	4.31	5.61
	2	8.58	4.18	49.74	4.28	5.63
	3	8.63	4.13	49.75	4.28	5.63
	4	8.58	4.18	49.73	4.30	5.62
	5	8.62	4.14	49.75	4.27	5.64
	6	8.61	4.16	49.74	4.27	5.65
	7	8.59	4.17	49.75	4.30	5.61
	平均值	8.60	4.16	49.74	4.29	5.63
	RSD	0.23%	0.53%	0.01	0.41	0.24



北京安科慧生科技有限公司 电话: 010-56865012 地址: 北京市通州区环科中路 2 号院 21 号楼 http://www.ancoren.com/

2. 负极材料涂布层分析




图:铜箔涂布石墨元素荧光能量谱图

表:铜箔涂布石墨面密度测试结果

石墨极片面密度测试结果						
Items	测量次数	石墨涂布层(mg/cm²)	铜箔集流体层(mg/cm²)			
给定值	-	5.8	7.28			
4 次称重平均值	-	5.7	7.25			
HS XRF 重复性测试	1	5.79	7.31			
	2	5.83	7.31			
	3	5.79	7.31			
	4	5.70	7.31			
	5	5.85	7.31			
	6	5.79	7.31			
	7	5.78	7.31			
	平均值	5.79	7.31			
	RSD	0.81%	0.03%			

优势特点



快速

单点分析时间 3 分钟;



精确

涂布层面密度重复性 RSD < 1%;



应用范围广

铝箔涂布正极材料、铜箔涂布负极材料、隔膜材料厚度、电池包装膜层等;



北京安科慧生科技有限公司 电话: 010-56865012 地址: 北京市通州区环科中路 2 号院 21 号楼 http://www.ancoren.com/ 原创声明:本文除注明引用之外属于安科慧生 (Ancoren)公司原创,若有转发和引用,必须注明出处,否则可能涉及侵权行为!

更详细技术信息,请咨询安科慧生工作人员!



北京安科慧生科技有限公司 电话: 010-56865012 地址: 北京市通州区环科中路 2 号院 21 号楼 http://www.ancoren.com/